

# CMC ものづくり医療コンソーシアム 協賛

介護・医療


理美容

対面接客


感染防御

高透明  
コンパクト  
多様性

飛沫防止




マスク上部装着




両面テープで接着  
(又は、ホチキス等で固定)

メガネ装着




パンチで穴を開けて通す  
(クリップ等で固定)

マスク下部装着



両面テープで接着  
(又は、ホチキス等で固定)

- ※ 医療現場スタッフ指導による 形状・素材
- ※ 高透明度・軽量・コンパクト
- ※ サージカルマスク・メガネ との組み合わせで、感染防御と飛沫防止
- ※ 理美容・対面販売・食品・介護・医療 等様々な現場で
- ※ 一般財団法人 ものづくり医療コンソーシアム CMC 協賛  
(office@cmc-samurai.com 大阪市立大学医学部附属病院協力)



(両面テープ 15mm角 400個入り)

希望小売価格

PET軽量100 $\mu$ タイプ 200枚入 12,000円/箱

PET硬質200 $\mu$ タイプ 200枚入 10,000円/箱

(送料別・消費税別)

折罫線 305mm × 130mm

シールドフィルムは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。



株式会社システックナカハラ

〒581-0811 八尾市新家町5丁目29-4

H・P : <https://www.sistec-n.com>